

Die neue Secura[®]. Einfach sicher wiegen im regulierten Bereich.





Natürlich ist die neue Secura® eine Laborwaage, die auch messtechnisch neue Maßstäbe setzt. Doch jenseits technischer Daten gibt die Secura® Ihnen zu jeder Zeit die beruhigende Sicherheit, für die Qualität der Messergebnisse, für die Einhaltung von Regularien und auch für Sie selbst das Bestmögliche getan zu haben.





Immer korrekt nivelliert mit Sartorius LevelControl.

Ein in der Secura® integrierter optoelektronischer Sensor überprüft kontinuierlich, ob die Waage korrekt nivelliert ist. Erkennt er Abweichungen, werden Sie sofort auf das bestehende Risiko hingewiesen und erhalten über das Display konkrete Hilfestellungen zur Nivellierung der Waage. Die Ausgabe der Wägewerte über die Schnittstelle an einen Drucker oder Computer bleibt solange unterbrochen, bis die Waage wieder korrekt nivelliert ist.

Sie haben somit jederzeit die Sicherheit, nur korrekte Daten zu übermitteln. Während des Nivellierens müssen Sie Ihre Sitzposition nicht verändern und was noch viel wichtiger ist: Bei der Arbeit mit toxischen Substanzen an einem Laborabzug wird das Risiko der Gesundheitsgefährdung ausgeschlossen, da Sie sich bei der Nivellierung nicht über Ihre Waage beugen müssen.

Regularien einhalten mit Expertenunterstützung.

Setzen Sie Ihre Secura® oder andere Instrumente in einem regulierten Bereich ein und müssen Sie eine Vielzahl von Vorgaben und Richtlinien einhalten? Der Sartorius Service bietet Ihnen speziell für die strengen Anforderungen der pharmazeutischen Industrie die passenden Dienstleistungen – nicht nur für Waagen.



Risikominimierung – IQ | OQ Dokumentation.

Sie benötigen Qualifizierungsdokumente als Eignungsnachweise, um Ihre Secura® in einem regulierten Bereich einsetzen zu können? Der Sartorius Service unterstützt Sie mit speziell geschulten Spezialisten vor Ort. Die Dokumentation erfolgt mit Hilfe von risikobasierten Prüfplänen und Prüfprotokollen für die Installations- und Funktionsqualifizierung.



Minimaleinwaage nach USP ohne Stress.

Absolut prozesssicher die Minimaleinwaage einhalten – kein Problem für die neue Secura®.

Im Display erscheinen deutliche Hinweise wenn die Minimaleinwaage unterschritten ist. Zusätzlich wird die Datenausgabe an einen Drucker oder Computer gesperrt. So können keine unzulässigen Daten weiterverarbeitet werden. Speziell geschulte Servicemitarbeiter ermitteln für Sie die Minimaleinwaage am Aufstellort, programmieren diese in Ihre Secura® ein und bringen ein entsprechendes Prüfsiegel an.

2012-05-08 [3/5] 08-May-2012 10:16 Datum und Zeit: Internal calibration Kalibrierfunktion: Kalibrierauslösung: Start: isoCAL (Niv) Kalibrierabweichung: Dev 0.0002 g Justierfunktion: Internal adjustment Dev 0.0000 g Justierabweichung: **PREV** NEXT

Beste Ergebnisse – Qualitäts-dokumentation leicht gemacht.

Um die Qualität der getätigten Einwaagen zu dokumentieren, ist die Secura® mit der Funktion "Cal Audit Trail" ausgestattet. Jeder Justiervorgang inkl. der festgestellten Abweichungen wird in der Waage dokumentiert, kann über den Touchscreen eingesehen und wenn nötig über die Schnittstelle auf einem Computer oder einem Sartorius Labordrucker ausgegeben werden.




Kein Risiko durch Temperaturschwankungen.

Temperaturschwankungen haben einen Einfluss auf die Genauigkeit der Wägeergebnisse.

Daher ist jede Secura® mit der internen Justierfunktion isoCAL ausgerüstet, die für stabile Ergebnisse sorgt.

Sie können konfigurieren, ob Sie nur informiert werden möchten oder der Justiervorgang vollautomatisch bei Erreichen der Auslöseschwellen durchgeführt werden soll.

Jede Ausführung von isoCAL wird in der Funktion "Cal Audit Trail" dokumentiert und ist damit für die Qualitätssicherung rückverfolgbar.



Reinigbarkeit sichert beste Ergebnisse.

Um Kontaminationen zu vermeiden und die Arbeitssicherheit zu gewährleisten, ist Sauberkeit eine der wichtigsten Voraussetzungen im Labor.

Daher hat Sartorius beim Design der Secura® höchsten Wert auf eine einfache und gründliche Reinigbarkeit gelegt. Glatte, widerstandsfähige Oberflächen sowie klare Formen und wenige Kanten sorgen dafür, dass mit der Secura® alle Anforderungen an Hygiene eingehalten werden.





Sicherheit durch Passwortschutz.

Um Veränderungen in den Einstellungen der Waage nur autorisierten Personen zu gestatten, ist die Secura® mit einem Passwortschutz ausgestattet. Ist ein Passwort gesetzt, sind alle Funktionen, die das metrologische Verhalten verändern könnten, gesperrt.

Schneller zum GLP- | GMP-Ausdruck durch interaktive Nutzerführung.

Benötigen Sie Unterlagen für eine rückverfolgbare Labordokumentation, führt die Secura® Sie zu GLP- | GMPkonformen Ausdrucken. Besonders bei der Arbeit mit gekennzeichneten Proben werden Sie durch die neuartige Nutzerführung unterstützt. Zusammen mit dem neuen Premium Labordrucker YDP30, der automatisch von der Secura® erkannt wird, können Ihre Ergebnisse auf normalem Druckerpapier oder Endlosetiketten gedruckt werden.

2013-02-21 14:4									
Sartorius									
Mod.	S E C U R A 2 2 4 - 1 S								
SerNo.	0027703716								
BAC:	00-50-02								
APC:	01-70-02								
Comp1 +	1.7082 g								
Comp2 +	1.5017 g								
Comp3 +	0.0510 g								
T-Comp+	3.2608 g								
2013-02	-21 14:47								
Name:									



Technische Daten Secura®

Modell		224	124	513	313	213	5102	3102	2102	1102		
Wägebereich	g	220	120	510	310	210	5100	3100	2100	1100		
Ablesbarkeit	mg	0,1	0,1	1	1	1	10	10	10	10		
Reproduzierbarkeit	mg	0,1	0,1	1	1	1	10	10	10	10		
Linearität	mg	0,2	0,2	2	2	2	20	20	20	20		
Minimaleinwaage nach USP, typisch	g	0,12	0,12	1,5	1,5	1,5	12	12	12	12		
Temperaturbereich für geeic Modelle mit aktiviertem isoC			+10° C + 30° C									
Typische Stabilisierungszeit	S	2	2	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5		
Waagschalenabmessung	mm	Ø 90	Ø 90	Ø 120	Ø 120	Ø 120	Ø 180	Ø 180	Ø 180	Ø 180		
Höhe des Wägeraums	mm	209	209	209	209	209	_	_	_	_		
Nettogewicht	kg	5,1	5,1	5,1	5,1	5,1	5,2	5,2	5,2	5,2		
Abmessungen T×B×H mm (Inch)								×216×95 1×8,5×3,75)				
Schnittstelle		mini USB - Automatische Erkennung der Sartorius Drucker YDP30 und YDP40 - Direkte Datenübertragung in Microsoft® Windows Programme ohne weitere Software - Programmierbares Datenausgabeintervall - Datentransferprotokolle SBI, xBPI, Tabellenformat, Textformat										
APC Funktionen (Advanced Pharma Compliance)		 Überwachung der Minimaleinwaage nach USP – SQmin Passwortschutz der Setup-Einstellungen Vollautomatische, temperatur- und zeitgesteuerte interne Justierfunktion – isoCAL Sperrung des Datentransfers zu Drucker oder Computer bei unsicheren Wägeergebnissen: z.B. Unterschreitung der Minimaleinwaage nach USP, nicht nivellierte Waage, erforderliche Justierung der Waage (isoCAL) Speicherung der durchgeführten Justiervorgänge – Cal Audit Trail 										
Nivellierung		Intelligenter, optoelektronischer Nivellierungssensor mit Alarmfunktion und interaktiver Anwenderführung für sicheres Nivellieren										
Anzeige		Touchscreen mit Sartorius Benutzeroberfläche, optimiert für Anwender im pharmazeutischen Labor										
Integrierte Applikationsprogramme		Spezielle Laboranwendungen wie Mischen, Komponenten, Statistik und Umrechnen; sowie weitere Standardanwendungen wie Wägen, Dichte, Prozentwägen, Kontrollieren, Höchstwert, Zählen und Unruhewägen										
Zubehör		Siehe Secura® Zubehörliste										

