

## Kundeninformation

27.04.2021, Version 1, RaKr

# Unbegrenzte Analytik mit dem **NANOCOLOR® VIS II** Flexible Stromversorgung über Netzteil, Akku und Bordspannungssteckdose

Dank der flexiblen Stromversorgung können Sie Ihr Spektralphotometer **NANOCOLOR® VIS II** zukünftig auch direkt vor Ort nutzen. Neben der Stromversorgung über das mitgelieferte Netzteil können Sie das Gerät auch mittels eines KFZ-Adapterkabel über die Bordspannungssteckdose Ihres Autos oder mittels eines externen Akkus mit ausreichender Energie versorgen. Eine einwandfreie Funktionalität wurde in Kombination mit dem Batteriemodell "Dino Start-up 136102" festgestellt. Die Kompatibilität können wir für nachfolgende Spezifikationen bestätigen:

### Spezifikationen

Beschreibung	Dino Start-up support Art.-Nr.:136102
Akkuladezustand	Bei Inbetriebnahme voll geladen
Temperaturbereich	20 °C – 45 °C



NANOCOLOR® VIS II



Dino Start-up 136102



KFZ-Adapterkabel

### Beschreibung

Beschreibung	REF
Spektralphotometer <b>NANOCOLOR® VIS II</b> inkl. Handbuch (Quickstart-Guide), Touchpen, Staubschutzhaube, Netzteil, USB-Kabel, USB-Stick, Kalibrierküvette, Zertifikat und Reinigungstuch im Karton	919650
KFZ-Adapterkabel für <b>NANOCOLOR® VIS II</b>	919938
Externer Akku für <b>NANOCOLOR® VIS II</b>	Online verfügbar über verschiedene Lieferanten

## Kontakt

Bei weiteren Fragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung:

<b>Technischer Service und Kundenberatung</b>	Tel.:	+49 24 21 969-331
	E-Mail:	csc@mn-net.com
<b>Für Bestellungen (National)</b>	E-Mail:	sales@mn-net.com

[www.mn-net.com](http://www.mn-net.com)



MACHEREY-NAGEL GmbH & Co. KG · Neumann-Neander-Str. 6–8 · 52355 Düren · Germany

DE/international:

Tel.: +49 24 21 969-0

Fax: +49 24 21 969-199

E-mail: info@mn-net.com

CH:

Tel.: +41 62 388 55 00

Fax: +41 62 388 55 05

E-mail: sales-ch@mn-net.com

FR:

Tel.: +33 388 68 22 68

Fax: +33 388 51 76 88

E-mail: sales-fr@mn-net.com

US:

Tel.: +1 484 821 0984

Fax: +1 484 821 1272

E-mail: sales-us@mn-net.com