



WESTMED

DATENBLATT WESTMED® Stethoskop Typ Rappaport

Bestellnummer

5810026



Beschreibung

Unser WESTMED® Stethoskop Typ Rappaport mit hochwertigem Doppelschlauchsysteem garantiert eine optimale Schallleitung. Für das Umschalten des Trichters wird das Doppelkopf-Bruststück um 180° gedreht. Im Allgemeinen wird dieses Bruststück verwendet, um Herztöne mit niedriger Frequenz, diastolische und dritte Herztöne sowie erste und zweite Herztöne zu erkennen. Auch die hohen Herzgeräusche, die von der Hüfte ausgehen, können erkannt werden. Das Stethoskop wird mit drei Schalltrichtern in den Größen klein, mittel und groß geliefert. So sind Sie flexibel im Einsatz je nach Alter des Patienten. Vom Säugling bis zum Erwachsenen können Herztöne abgehört werden.

- Stabile Schläuche mit Metallclip

Technische Informationen	
Referenznummer	HS-30C1
Farbe	Schwarz
Gesamtlänge	76-77 cm
Umgebungstemperatur und -feuchtigkeit	+10 °C bis +40 °C; 20% bis 85%
Lagerungstemperatur und -feuchtigkeit	-20 °C bis +70 °C; 20% bis 85%
Haltbarkeit	Über 10.000 Messungen oder 5 Jahre ab Produktionsdatum
Verpackungseinheit	1 Stück pro Packung 50 Packungen pro Karton 10 Kartons pro Palette



WESTMED

DATENBLATT WESTMED® Stethoskop Typ Rappaport

Empfänger	
Material	Eloxiertes Aluminium
Gewicht	37,5 g
Durchmesser große Seite	47 mm
Durchmesser kleine Seite	30 mm

Mehrfachfrequenzmembran	
Material	PVC
Durchmesser große Seite	45,5 mm
Durchmesser kleine Seite	31,5 mm

Kälteschutzringe	
Material	Thermopropylen-Kautschuk
Durchmesser große Seite	47,3 mm
Durchmesser kleine Seite	37,5 mm

Restliche Bestandteilen	
Gabellänge	60 cm
Material Gabel	Kupfer
Material Feder	Kupfer
Material Schlauch	PVC

Allgemeine Hinweise	
Sicherheitshinweise	Das Stethoskop nicht in eine Flüssigkeit eintauchen. Bei Beschädigungen das Gerät nicht verwenden. Das Gerät ist nicht sterilisierbar.









Regulatorische Informationen	
Klassifizierung	Medizinprodukt Klasse I Gemäß Anhang VIII, Verordnung (EU) 2017/745

Verpackungssymbole	
MD	Medizinprodukt
REF	Referenznummer/Artikelnummer
EC REP	Bevollmächtigter Europa



WESTMED

DATENBLATT WESTMED® Stethoskop Typ Rappaport

	Vertreiber
	Importeur
	Hersteller
	Produktionsdatum
	Bedienungsanleitung beachten
	Vor Nässe schützen
	Vor Hitze schützen
	Die CE-Kennzeichnung steht für „Conformité Européenne“, was „Europäische Konformität“ bedeutet. Sie symbolisiert die Konformität des Produktes mit den geltenden Anforderungen, welche die Europäische Gemeinschaft an den Hersteller stellt.



HONSUN (NANTONG) Co.,
Ltd No. 8 Tongxing Road Economic & Technological
Development Area, 226009 Nantong City, Jiangsu Province, P. R. China



Shanghai International Holdin Corp. GmbH (Europe)
Eiffestraße 80, Hamburg, Germany