



# LumiraDx D-Dimer Test

Der derzeit einzige quantitative D-Dimer Test, der direkt mit Kapillarblut aus der Fingerbeere durchführbar ist\*



**Schnelle Ergebnisse:** Zuverlässige Ergebnisse mit Kapillarblut aus der Fingerbeere in nur 6 Minuten



**Testzugriff:** Handliches, mobiles Gerät für den Einsatz an fast jedem Ort



**Einfacher Ablauf:** Einfacher Testablauf mit unkomplizierter Probennahme aus Kapillarblut – keine Venenpunktion erforderlich



**Problemlose Lagerung:** Ungekühlt bei Raumtemperatur (2 – 30 °C) lagerbar



## Verwendungszweck und medizinischer Nutzen

Der LumiraDx D-Dimer Test kann in Verbindung mit einem klinischen Modell zur Beurteilung der Vortestwahrscheinlichkeit verwendet werden, um eine tiefe Venenthrombose (TVT) oder Lungenembolie (LE) bei symptomatischen Patienten auszuschließen.<sup>1,2</sup>

## Einfacher Ablauf

Der LumiraDx D-Dimer Test ist für die Verwendung mit dem LumiraDx System vorgesehen.

Lesen Sie vor der Durchführung dieses Tests die im Lieferumfang des Kits enthaltene Gebrauchsanweisung genau durch.



## Technische Daten

|                                     |   |
|-------------------------------------|---|
| <b>Probenart</b>                    | Kapillarblut aus der Fingerbeere, Vollblut (Natriumcitrat) oder Plasma (Natriumcitrat)  |
| <b>Probenmenge</b>                  | 15 µl   |
| <b>Ergebnisausgabe nach</b>         | 6 Minuten   |
| <b>Präzision</b>                    | ≤ 11,1 % VK   |
| <b>Messbereich</b>                  | 190 – 4 000 µg/l FEU (0,190 – 4,0 mg/l FEU),<br>(190 – 4 000 ng/ml FEU), (0,190 – 4,0 µg/ml FEU)  |
| <b>Hämatokrit</b>                   | 20 – 55 %   |
| <b>Transferröhrchen</b>             | Lithium-Heparin   |
| <b>Externe Kontrollen</b>           | Multi-QK (CRP & D-Dimer)<br>Flüssig-Qualitätskontrolle in 2 Konzentrationen<br>3 × 3-ml-Fläschchen/Konzentration/Kit<br>Lagerung bei 2 – 8 °C<br>Separat erhältlich |
| <b>Lagertemperatur Teststreifen</b> | 2 – 30 °C   |

Roche Diagnostics Deutschland GmbH  
Sandhofer Straße 116  
68305 Mannheim

LUMIRADX ist eine Marke von Roche.  
© 2025 Roche Diagnostics. Alle Rechte vorbehalten.

[www.roche.de](http://www.roche.de)

① 0325



Produktvideos und weitere  
Informationen finden Sie unter:  
[www.roche.de/lumiradx](http://www.roche.de/lumiradx)

### Quellen

<sup>1</sup> LumiraDx Produktbeilage D-Dimer (Version 11, 2023-07)

<sup>2</sup> LumiraDx D-Dimer: Exclude VTE with confidence in only 6 minutes (Version 1, 2022-05)