




Flowpack-Halter flex

Flexible Halterung für Flowpacks mit 360°-Flexibilität zur Befestigung am Point-of-Care



Highlights

- Speziell entwickelt für HARTMANN Flowpacks im 80er Pack und XXL Format, sowie HARTMANN Untersuchungshandschuhpackungen und MoliCare® Skin Hautpflegetücher
- Stabiles Material
- Klemme um 360° drehbar und für Flächen und Rohrrahmen geeignet

Produkteigenschaften

- Klemme kann flexibel an der Rückwand, am Boden sowie diagonal angebracht werden
- Keine Schäden auf Oberflächen und maximale Stabilität dank Schutzbeschichtung
- Spülmaschinen-geeignet
- Autoklavierbar für eine gründliche hygienische Reinigung

Aufbereitung


Der Spender lässt sich leicht reinigen sowie desinfizieren z. B. mit den Bacillo® 30 Sensitive Tissues.

Anwendungsgebiet

Der Spender ist speziell für die Befestigung am Point-of-Care entwickelt: genau dort, wo man Flächen-Desinfektionsmittel benötigt.

Technische Daten

Halter für HARTMANN Flowpacks



Fachberatung

HARTMANN SCIENCE CENTER

Tel: +49 (0) 40 - 54 00 6 -111

E-Mail: science-center@hartmann.info



Wir forschen für den Infektionsschutz
hartmann-science-center.com

Produktname	Produkteigenschaft	Artikelnummer	Versand-Einh. Packungen
Flowpack-Halter flex	flexibler Halter für Flowpacks	981 899	10

Biozidprodukte vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.

PAUL HARTMANN AG
 Paul-Hartmann-Straße 12
 89522 Heidenheim
 Deutschland

Tel. +49 (0) 7321-36-0
 Fax +49 (0) 7321-36-36
info@hartmann.info
www.hartmann.info