

 LEONHARD LANG	Kompatibilitätserklärung Defibrillationselektroden Skintact <i>Declaration of Compatibility Defibrillation</i> <i>Electrodes Skintact</i>	Dok.Nr. 10046457 Rev. N Bereich KOMPATIBILITÄTSEKTLÄRUNG Klasse Defibrillationselektroden Seite 1
---	--	---

KOMPATIBILITÄTSEKTLÄRUNG **DECLARATION OF COMPATIBILITY** **CERTIFICAT DE COMPATIBILITE**

Hersteller / Manufacturer / Fabricant

Name / Name / Nom Adresse / Address / Adresse	Leonhard Lang GmbH Archenweg 56, 6020 Innsbruck, Austria
--	---

Produkte / Products / Produits

Produktname <i>Product name</i> <i>Nom du produit</i>	Defibrillationselektroden / Multifunktionselektroden gemäß Anhang I zu dieser Erklärung <i>Defibrillation Electrodes /</i> <i>Multifunction Electrodes</i> <i>as per annex I to this declaration</i> <i>Electrodes de défibrillation /</i> <i>Électrodes Multifonctions</i> <i>selon Annexe I à cette déclaration</i>
---	--

Zeitraum / Time Period / Période

Beginnend mit dem Herstellungsdatum <i>Starting with manufacturing date</i> <i>Dont la fabrication a débuté le</i>	15.02.2024
--	-------------------

Dokumentation / Documentation / Documentation


Spezifiziert in den Dokumenten des Herstellers <i>As specified in the manufacturer's documents</i> <i>Comme spécifié dans les documents du fabricant</i>	Technische Dokumentation, ERP, PLM <i>Technical Documentation, ERP, PLM</i> <i>Documentation technique, ERP(PGI), PLM(GCVP)</i>
--	--

Leonhard Lang GmbH erklärt, dass die Produkte mit den Defibrillatoren gemäß Anhang I zu dieser Erklärung kompatibel sind.

Leonhard Lang GmbH declares that the products are compatible with the defibrillation equipment as per Annex I to this declaration.

Leonhard Lang GmbH déclare que les produits sont compatibles avec les défibrillateurs figurant dans l'Annexe I à cette déclaration.

Innsbruck, 15.02.2024


.....
Burrhus Lang, CEO

 LEONHARD LANG	Kompatibilitätserklärung Defibrillationselektroden Skintact <i>Declaration of Compatibility Defibrillation</i> <i>Electrodes Skintact</i>	Dok.Nr. 10046457 Rev. N Bereich KOMPATIBILITÄTSEKTLÄRUNG Klasse Defibrillationselektroden Seite 2
---	--	---

Anhang I: Defibrillatoren

Appendix I: Defibrillators

Annexe I: Défibrillateurs

Artikelnummer Item number Numéro d'article	Produktname Product name Nom du produit	Defibrillatoren Defibrillators Défibrillateurs
50113	Skintact DF20N	Physio-Control LIFEPAK 12, LIFEPAK 15, LIFEPAK 20, LIFEPAK 20e, LIFEPAK 500, LIFEPAK 1000 Comen S1, S5, S8
50291	Skintact DF20NC	Physio-Control LIFEPAK 12, LIFEPAK 15, LIFEPAK 20, LIFEPAK 20e, LIFEPAK 500, LIFEPAK 1000
50657	Skintact DF20NCE	Physio-Control LIFEPAK 12, LIFEPAK 15, LIFEPAK 20, LIFEPAK 20e, LIFEPAK 500, LIFEPAK 1000
50024	Skintact DF25N	Schiller FRED, DG 1002, DG 3002, DG 2000EDOS
50025	Skintact DF26N	With adapter cable M3507A: Philips HeartStart MRx, XL, XL+ / Efficia DFM100 / Intrepid
50638	Skintact DF27N	Philips HeartStart FR2, FR2+ With adapter cable M3508A: Philips HeartStart MRx, XL, XL+ / Efficia DFM100 / Intrepid With adapter cable M3507A and adapter 05-10200: Philips HeartStart MRx, XL, XL+ / Efficia DFM100 / Intrepid Philips HeartStart FR3 (electrode self-test is not supported)
50606	Skintact DF27NC	Philips HeartStart FR2, FR2+ With adapter cable M3508A: Philips HeartStart MRx, XL, XL+ / Intrepid With adapter cable M3507A and adapter 05-10200: Philips HeartStart MRx, XL, XL+ / Intrepid Philips HeartStart FR3 (electrode self-test is not supported)
50116	Skintact DF28N	Zoll M-Series, E-Series, R-Series, X-Series With adapter cable 8000-0308-01/02, 8009-0749, 8300-0783, 8300-000676
50245	Skintact DF28NC	Zoll M-Series, E-Series, R-Series, X-Series With adapter cable 8000-0308-01/02, 8009-0749, 8300-0783, 8300-000676
50518	Skintact DF30G	Zoll M-Series, E-Series, R-Series, X-Series With adapter cable 8000-0308-01/02, 8009-0749, 8300-0738, 8300-000676
50519	Skintact DF31G	Physio-Control LIFEPAK 12, LIFEPAK 15, LIFEPAK 20, LIFEPAK 20e Comen S1, S5, S8

 LEONHARD LANG	Kompatibilitätserklärung Defibrillationselektroden Skintact <i>Declaration of Compatibility Defibrillation</i> <i>Electrodes Skintact</i>	Dok.Nr. 10046457 Rev. N Bereich KOMPATIBILITÄTSEKTLÄRUNG Klasse Defibrillationselektroden Seite 3
---	--	---

Artikelnummer <i>Item number</i> <i>Numéro d'article</i>	Produktname <i>Product name</i> <i>Nom du produit</i>	Defibrillatoren <i>Defibrillators</i> <i>Défibrillateurs</i>
50520	Skintact	DF32G With adapter cable M3508A: Philips HeartStart MRx, XL, XL+ / Efficia DFM100 / Intrepid With adapter cable M3507A and adapter 05-10200: Philips HeartStart MRx, XL, XL+ / Efficia DFM100 / Intrepid
50523	Skintact	DF37G Nihon Kohden TEC-5500, TEC-7600, TEC-7700 Series with pad adaptor JC-755V, TEC-8300 Series with pad adaptor JC-855V
50086	Skintact	DF43N Nihon Kohden TEC-5500, TEC-7600, TEC-7700 Series with pad adaptor JC-755V, TEC-8300 Series with pad adaptor JC-855V